

nazwa [bobo-test strumieniowy test ciąży](#)

producent: **Diagnosis**

cena: **16.99 zł**



**bobo-test strumieniowy** jest szybkim i prostym w użyciu testem ciążowym do domowego użytku. Wynik testu pojawia się w ciągu 5 minut. Test można stosować już po 7 dniach po stosunku. Jeśli nie minął jeszcze pierwszy dzień spodziewanej miesiączki do przeprowadzenia testu należy użyć pierwszego porannego moczu. Jeżeli minął pierwszy dzień spodziewanej miesiączki test można przeprowadzić o każdej porze dnia.

#### **Wyrób do samodzielnego zastosowania.**

Test do diagnostyki in vitro (wyłącznie do użytku zewnętrznego).

□ □ □

#### **Przed przeprowadzeniem testu**

- Uważnie przeczytaj całą instrukcję użycia. Jeżeli masz jakieś pytania co do sposobu przeprowadzenia testu lub co do jego rezultatów, zadzwoń pod nr (085) 732 46 22 lub 732 40 99□ w godz. 8.00-16.00 (poniedziałek-piątek)
- Nie otwieraj foliowej torebki testu jeżeli nie jesteś gotowa do przeprowadzenia testu.
- Nie używaj testu po przekroczeniu daty ważności wydrukowanej na opakowaniu i etykiecie.
- Test przechowuj w szczelnym opakowaniu w temperaturze pokojowej: 3-30°C
- Przechowuj test z dala od dzieci.
- Po wykonaniu testu nie należy podejmować żadnych działań o charakterze medycznym bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

#### **Zawartość opakowania:**

- 1 test
- instrukcja użycia

#### **Przed zastosowaniem zapoznaj się z instrukcją obsługi**

#### **Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania**

##### **Jak działa test?**

Bobo-test strumieniowy został zaprojektowany tak, aby wykrywać nawet niewielkie ilości hormonu ciążowego HCG (gonadotropina kosmówkowa) w moczu. Hormon ten jest produkowany przez organizm tuż po zapłodnieniu, a jego poziom wzrasta znacząco w pierwszych trzech miesiącach ciąży.

Bobo-test strumieniowy jest wyjątkowo czułym testem przeznaczonym do wykrywania hormonu HCG już w 2-3 dni od momentu wzrostu HCG. Wykrywa go o około 50% szybciej niż inne testy.□

### **Kiedy można wykonać test?**

Odczekaj 7 dni po stosunku zanim przeprowadzisz test. Jeżeli minął pierwszy dzień spodziewanej miesiączki test można przeprowadzić o każdej porze dnia. Jeśli nie minął jeszcze pierwszy dzień spodziewanej miesiączki do przeprowadzenia testu należy użyć pierwszego porannego moczu. Pozytywny wynik znaczy, że jesteś w ciąży, natomiast negatywny powinien być powtórzony w dniu spodziewanej miesiączki.

### **Czy do przeprowadzenia testu można użyć pojemnika?**

Tak, jeżeli próbka moczu jest gromadzona w czystym i suchym pojemniku i natychmiast zostanie wykorzystana do przeprowadzenia testu. Zastosuj się wówczas do punktu 2 opisanego w części "Sposób użycia".

### **Czy karmienie piersią i picie alkoholu mają wpływ na wynik?**

Nie.

### **Co mam zrobić kiedy wynik jest pozytywny?**

Powinnaś skonsultować się z lekarzem ginekologiem. Możesz potwierdzić test robiąc go jeszcze raz po trzech dniach. Pamiętaj, że odpowiednie zachowanie we wczesnej fazie ciąży jest ważne, aby zapewnić zdrowie matce i dziecku.

### **Co powinnam zrobić kiedy wynik jest negatywny?**

Negatywny wynik testu oznacza, że hormon HCG nie został wykryty i prawdopodobnie nie jesteś w ciąży. Jeśli miesiączka nie pojawi się w ciągu kilku dni możliwe jest, że źle wyliczyłaś dzień rozpoczęcia okresu. Wówczas powinnaś powtórzyć test. Jeżeli ponowna próba wskazuje negatywny wynik, a oczekiwana miesiączka nie występuje, powinnaś skontaktować się z lekarzem.

### **Jakie czynniki mogą wpływać na wynik testu?**

Jeżeli przeprowadzisz test zgodnie z instrukcją użycia wynik testu powinien być dokładny. Jednakże pewne rzadkie choroby i niektóre leki stosowane w leczeniu niepłodności zawierające hormon HCG mogą wpływać na wyniki. Leki przeciwbólowe oraz tabletki antykoncepcyjne nie mają wpływu na wynik testu.

### **Co mam zrobić jeśli nie jestem pewna co do koloru linii w oknie testowym?**

Jeżeli wynik testu jest pozytywny (ciąża), w oknie testowym pojawią się dwie, różowe linie w ciągu 5 min. od wykonania testu. Wynik jest pozytywny bez względu na fakt, jak silny lub słaby jest kolor linii. Jednakże, gdy chcesz się jeszcze bardziej upewnić, powtórz test po 3-4 dniach kiedy poziom hormonu HCG wzrośnie, linie będą ciemniejsze.

### **Czy wynik może się zmienić po dłuższym czasie?**

Jeżeli w oknie testowym pojawia się tylko linia kontrolna C (brak ciąży), to po okresie dłuższym niż 5 min. nie należy odczytywać wyniku, ponieważ w teście nadal zachodzą reakcje chemiczne, które mogą zmieniać obraz przeprowadzonego testu.

### **więcej informacji o produkcie na stronie:**

[www.diagnosis.pl](http://www.diagnosis.pl)

□