

nazwa **Płyn kontrolny Diagnostic GOLD**

producent: **Diagnosis**

cena: **24.67 zł**



Płyn kontrolny DIAGNOSTIC GOLD jest przeznaczony do użycia wyłącznie z zestawem do pomiaru poziomu glukozy we krwi DIAGNOSTIC GOLD w celu sprawdzenia czy glukometr i paski testowe współdziałają jako zestaw do samodzielnego wykonywania badania.

Opis produktu i zasady stosowania:

Płyn kontrolny DIAGNOSTIC GOLD zawiera znaną ilość glukozy, która wchodzi w reakcję z substancjami chemicznymi znajdującymi się na pasku testowym DIAGNOSTIC GOLD Strip. Przy nanoszeniu kropli płynu kontrolnego na pasek testowy stosując tę samą procedurę co w przypadku krwi pełnej, glukoza znajdująca się w roztworze kontrolnym wchodzi w reakcje z substancjami chemicznymi znajdującymi się na pasku testowym. Wynik wyświetlony na glukometrze powinien mieścić się w oczekiwanym zakresie podanym na etykiecie pojemnika z paskami testowymi. Uzyskanie pojedynczego wyniku mieszczącego się w oczekiwanym zakresie jest wystarczające dla potwierdzenia poprawnego działania zestawu. Wynik wykraczający poza zakres podany na etykiecie pojemnika z paskami testowymi może oznaczać, że zestaw nie działa poprawnie. Niniejszy płyn kontrolny nie jest przeznaczony do użycia jako płyn czyszczący.

Skład chemiczny:

Płyn kontrolny DIAGNOSTIC GOLD jest roztworem wodnym zawierającym D-glukozę jako składnik aktywny chemicznie w przybliżonym stężeniu **0,3% - 0,5%**.

Roztwór buforowy 2,1%

EDTA 0,05%

Polialkohol winylowy 5%

SDS 0,1%

Środek konserwujący 0,1%

Środki ostrożności:

1. Płyn kontrolny powinien być używany poza ciałem (zastosowanie in vitro).
2. Należy wykonywać badanie z wykorzystaniem płynu kontrolnego w środowisku o zakresie temperatury pomiędzy 18°C i 30°C.
3. Nie należy połykać ani wstrzykiwać płynu kontrolnego.
4. Nie należy aplikować płynu kontrolnego do oczu.
5. Nie należy stosować płynu kontrolnego po upływie 3 miesięcy od daty otwarcia.
6. Należy przechowywać płyn kontrolny z dala od dzieci.
7. Przed użyciem płynu kontrolnego należy mocno wstrząsnąć pojemnikiem.

Przeprowadzanie badania:

Kiedy należy skorzystać z płynu kontrolnego

1. Po zostawieniu otwartego opakowania pasków testowych.
2. Przed pierwszym użyciem glukometru.
3. Po otwarciu nowego opakowania pasków testowych.

4. Jeśli glukometr upadnie.
5. Za każdym razem, gdy wynik nie jest zgodny z Państwa samopoczuciem.
6. Jeżeli powtórzyli Państwo badanie, a wynik poziomu glukozy we krwi jest nadal niższy lub wyższy od oczekiwanego poziomu.

więcej informacji o produkcie na stronie:

www.diagnosis.pl