

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 3 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2854 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zharmonizowanych przepisów dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i ich wykorzystywania oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/2394 i dyrektywę (UE) 2020/1828 (rozporządzenie w sprawie danych)

Informacje generowane przez Termometr **Istel NC300 BT** („Produkt”) są określone poniżej.

I. Jakiego rodzaju, formaty i ilości danych generuje Produkt?

1. Produkt może generować następujące rodzaje danych (zwane łącznie „Danymi produktu”):

a. Dane dotyczące zdrowia:

w urządzeniu:

- wynik pomiaru temperatury wyrażony w stopniach Celsjusza (°C) lub Fahrenheita (°F),
- informacja o wybranym trybie pomiaru (temperatura ciała na czole lub temperatura powierzchni/otoczenia),
- pamięć urządzenia umożliwiająca zapis do 12 ostatnich wyników pomiarów.

za pośrednictwem aplikacji Istel Health- komunikacji moduły Bluetooth:

- pomiar wykonany z użyciem aplikacji Istel Health jest rejestrowany wraz z wartością temperatury ciała oraz precyzyjnym znacznikiem daty i godziny (timestamp) wykonania pomiaru,
- wartości pomiarów, które zostały wykonane bez pośrednictwa aplikacji Istel Health nie są automatycznie synchronizowane,
- aplikacja umożliwia ręczne dodanie pomiaru poprzez wprowadzenie daty, godziny, wartości temperatury oraz opcjonalnej notatki,
- jeżeli użytkownik jest zalogowany w aplikacji Istel Health na konto Istel Care, dane pomiarowe są synchronizowane z kontem użytkownika i przechowywane w bazie danych Istel Care. Dzięki temu użytkownik ma dostęp do swojej historii pomiarów również po zalogowaniu się do konta Istel Care na innym kompatybilnym urządzeniu.

c. Dane konta i profilu:

za pośrednictwem aplikacji Istel Health- komunikacji moduły Bluetooth: imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, ustawienia aplikacji,

za pośrednictwem komunikacji aplikacji Istel Care: imię i nazwisko, Pesel, płeć, wiek, identyfikator, nr telefonu, e-mail, ustawienia aplikacji.

d. Dane techniczne urządzenia i aplikacji:

za pośrednictwem aplikacji Istel Health- komunikacji moduły Bluetooth : wersja systemu aplikacji, dane dotyczące użytkownika aplikacji.



za pośrednictwem komunikacji aplikacji Istel Care: wersja systemu aplikacji, podsumowanie pomiarów temperatury, wykresy pomiarów temperatury, dzienniczek pomiarów temperatury, dane dotyczące użytkowania aplikacji, .

2. Dane z Produktu są generowane w następujących formatach:

- a. CSV (eksport działań i pomiarów),
- b. Dane interfejsu JSON API

3. Szacowana ilość generowanych danych Produktu:

I. Ilość generowanych danych zależy od intensywności użytkowania i funkcji; zazwyczaj od kilku B do kilkudziesięciu KB dziennie.

II. Czy produkt skomunikowany jest w stanie generować dane w sposób ciągły i w czasie rzeczywistym?

Produkt nie generuje danych w sposób ciągły ani w czasie rzeczywistym. Dane są generowane wyłącznie w momencie wykonania pomiaru temperatury przez użytkownika.

Jeżeli podczas wykonywania pomiaru termometr jest połączony z aplikacją Istel Health za pośrednictwem interfejsu Bluetooth, wynik pomiaru jest przesyłany do aplikacji i zapisywany wraz z datą oraz godziną jego wykonania.

Pomiary zapisane wcześniej w pamięci termometru nie są automatycznie przesyłane ani synchronizowane z aplikacją Istel Health po nawiązaniu połączenia Bluetooth.

III Czy produkt skomunikowany jest w stanie przechowywać dane na urządzeniu lub na zdalnym serwerze oraz zamierzony okres zatrzymywania danych

1. Produkt może przechowywać dane z Produktu:

a. na urządzeniu: buforowana pamięć wewnętrzna przechowuje najnowsze pomiary i nadpisuje je, gdy jest pełna. Produkt przechowuje w pamięci do 12 ostatnich wyników pomiarów temperatury.

b. w aplikacji mobilnej (telefon/tablet): Pomiary wykonane podczas aktywnego połączenia z aplikacją Istel Health są zapisywane w pamięci urządzenia mobilnego. Dane są przechowywane do momentu ich usunięcia przez użytkownika lub odinstalowania aplikacji.

c. na zdalnym serwerze (chmurze dostawcy aplikacji) – Jeżeli użytkownik jest zalogowany na konto Istel Care, dane zapisane w aplikacji Istel Health są synchronizowane z kontem użytkownika i przechowywane na zdalnym serwerze Istel Care. Dane są dostępne po zalogowaniu się na konto użytkownika również z innych kompatybilnych urządzeń.

2. Przewidywany okres przechowywania danych wynosi:

1. Generowanie danych

dane z pomiarów są generowane w sposób wyznaczony przez aktywność użytkownika

3. Okres przechowywania danych



a. Na urządzeniu: do momentu zapelnienia pamięci lokalnej (cykliczne nadpisywanie) lub usunięcia/zresetowania danych przez użytkownika.

b. Aplikacja mobilna: do momentu usunięcia aplikacji lub danych przez użytkownika (z zastrzeżeniem ustawień w aplikacji).

c. Serwer w chmurze: do momentu usunięcia konta lub określonych danych przez użytkownika; dzienniki diagnostyczne mogą być przechowywane do 6 miesięcy w celu zapewnienia jakości usług i bezpieczeństwa.

IV. W jaki sposób kupujący może uzyskać dostęp, pobrać lub usunąć dane z produktu, środki techniczne stosowane w tym celu, a także warunki ich wykorzystywania i jakość usług?

1. Dostęp

- Po zalogowaniu się za pośrednictwem oficjalnej aplikacji mobilnej Istel Care użytkownicy mogą przeglądać wartości glukozy, historię aktywności, raporty i wyeksportowane dane, pod warunkiem wcześniejszej synchronizacji danych z produktem.

2. Pobieranie

- Dane można eksportować z aplikacji w formacie pdf (pomiar, aktywność).

3. Usuwanie

- Użytkownicy mogą usunąć swoje konto w aplikacji, co spowoduje usunięcie wszystkich danych użytkownika. Metody dostępu i pobierania

Pliki zawierające dane osobowe (takie jak raporty CSV i PDF) można pobrać za pośrednictwem strony ustawień konta lub funkcji „Eksport danych”.

Wszystkie operacje dostępu i pobierania wymagają uwierzytelnienia bezpieczeństwa (nazwa użytkownika + hasło).

Metody usuwania

Kupujący mogą anulować swoje konta na stronie ustawień. Pomyślne anulowanie spowoduje natychmiastowe usunięcie wszystkich danych użytkownika.

W przypadku scenariuszy zgodności z przepisami dotyczącymi opieki zdrowotnej operacje usuwania będą zgodne z odpowiednimi przepisami (takimi jak RODO/MDR). Niektóre dane mogą wymagać przechowywania przez określony czas ze względu na wymogi regulacyjne.

Metody techniczne

Połączenie bezprzewodowe pomiędzy aplikacją Istel Health, a urządzeniem:
do wymiany klucza: algorytm krzywych eliptycznych (ECDH)
szyfrowanie: AES-CCM

Połączenie pomiędzy aplikacją, a systemem Istel Care:
standardowy TLS (Transport Layer Security)
do wymiany klucza: ECDHE (Elliptic Curve Diffie-Hellman Ephemeral)
szyfrowanie: AES-GCM