

Informacja nt. udostępniania danych produktu skomunikowanego

a) rodzaj, format i szacunkową ilość danych z produktu, które produkt skomunikowany jest w stanie wygenerować;

Gdy smartfon jest podłączony do Internetu, dane generowane przez system zarządzania insuliną są przesyłane na platformę w chmurze. Użytkownicy mogą następnie zalogować się na stronie internetowej EasyView, aby wyeksportować raporty danych w formacie PDF. W przypadku eksportu danych z jednego tygodnia szacunkowy rozmiar wygenerowanego pliku PDF wynosi około 5 MB do 20 MB.

b) czy produkt skomunikowany jest w stanie generować dane w sposób ciągły i w czasie rzeczywistym;

Tak, system zarządzania insuliną Medtrum jest w stanie generować dane w sposób ciągły i w czasie rzeczywistym.

Użytkownicy PDM powinni korzystać z aplikacji EasyTouch do przesyłania danych.

W przypadku EasyPatch dane są przesyłane automatycznie przez aplikację EasyPatch.

c) czy produkt skomunikowany jest w stanie przechowywać dane na urządzeniu lub na zdalnym serwerze, w tym w stosownym przypadku zamierzony okres zatrzymywania danych;

Dane są zapisywane w PDM lub EasyPatch przez 90 dni. Po przestaniu i zapisaniu danych na platformie chmurowej dane przechowywane na platformie chmurowej są przechowywane przez okres 2 lat.

d) w jaki sposób użytkownik może uzyskać dostęp do tych danych, pobrać je lub w stosownym przypadku usunąć, w tym środki techniczne stosowane w tym celu, a także warunki ich wykorzystywania i jakość usługi;

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i je pobrać, logując się na stronie internetowej EasyView. Jeśli konieczne jest usunięcie danych, użytkownicy mogą to zrobić, usuwając swoje konto EasyView. Jeśli chodzi o realizację techniczną, dostęp do danych i ich przesyłanie odbywa się za pośrednictwem sieci (HTTPS, protokoły szyfrujące). Szczegółowe warunki korzystania i umowy dotyczące jakości usług w odniesieniu do tych danych można znaleźć w naszej Polityce prywatności i Warunkach korzystania.

Polityka prywatności: https://easyview.medtrum.eu/info/#/pl/privacy_policy

Warunki użytkowania: https://easyview.medtrum.eu/info/#/pl/terms_of_use